



Online-Übertragung von radiologischen Bilddaten an das Universitätsklinikum Augsburg

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter zuweisender Arzt, sehr geehrte zuweisende Ärztin,

Sie möchten uns Bilder aus einer externen Untersuchungen zur Verfügung stellen? Um die Online-Übertragung für Sie so unkompliziert wie möglich zu gestalten, haben wir Ihnen diese Anleitung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass digitale Bilder in der Radiologie weltweit im sogenannten DICOM-Format abgespeichert werden. Eine DICOM-Datei enthält vor dem eigentlichen Bild auch die Patientendaten, Aufnahmebedingungen, Aufnahmezeitpunkt und weitere Meta-Daten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

ANLEITUNG

Öffnen Sie folgende **Internetseite** über einen Browser Ihrer Wahl

» <https://bildaufnahme.klinikum-augsburg.de/fileimport>

Über diese Seite können externe Daten im **DICOM-Format** hochgeladen werden.

Die Seite ist sicher, auch wenn dies ggf. anders angezeigt wird.

Verwenden Sie folgende Daten für den **Login**:

Username » webupload

Password » webupload

Klinikum Augsburg
IMPAX/web.Upload

AGFA HealthCare

Username:

Password:

Login

Auswahl von Dateien / Dateiselektion:

Die Oberfläche und die Programmhilfe stehen Ihnen in **Deutsch, Englisch und Russisch** zur Verfügung. Eine Sprachauswahl können Sie über die rechte obere Ecke des Fensters treffen. Einzelne DICOM-Dateien oder ganze Ordner können direkt in das Feld »Drop files here« gezogen oder über die grüne Dialog-Schaltfläche [+ Add files] ausgewählt (selektiert) und hinzugefügt werden. Alternativ können die DICOM-Daten auch als ZIP-File, also als komprimierter Ordner mit allen Daten, hochgeladen werden.

webupload | Logout | Help | English

Universitätsklinikum Augsburg
IMPAX/web.Upload

AGFA HealthCare

Destination archive:

Add files to the import workflow by dropping them in this window.

+ Add files...

Drop files here

+ Kopieren

Bildübertragung

Noch vor der eigentlichen Bildübertragung werden die Daten durch das System analysiert und wie folgt angezeigt. In unserem Beispiel sehen Sie zwei Bild-Dateien:

Destination archive: IMPAX2513ENG

➤ Add files to the import workflow by dropping them in this window.

+ Add files...

Files selected for the DICOM import workflow (2)		Set study comments
1.3.51.0.7.1089348143.32490.19266.47923.37497.59310.39412.dcm	0.00 KB	<input type="text"/>
1.3.51.0.7.1575549501.35358.12615.35507.18784.59547.18485.dcm	0.00 KB	<input type="text"/>

Start import

Bevor Sie auf die blaue Dialog-Schaltfläche [Start import] klicken, können Sie noch einen Kommentar oder eine Fragestellung eingeben:

Set study comments

Set study comments

Apply

Nach Eingabe aller Informationen klicken Sie bitte auf die blaue Dialog-Schaltfläche [Start import].

Während des Imports der Daten in unser System werden die aktuell zu importierenden Bilder (DICOM-Objekte) hochgezählt. Bitte beachten Sie, dass folgende Formate aktuell nicht unterstützt und als „Fehler“ angezeigt werden » JPEG/JPF-, TIFF-, PDF- oder WORD-Dateien.

Kontaktaufnahme

Bitte nehmen Sie nach dem Hochladen der Bilder persönlich Kontakt mit den Adressaten im Universitätsklinikum Augsburg auf, für die diese Bilder bestimmt sind. Der- oder diejenige kann die Bilder in unserem internen temporären Archiv aufrufen.